

BASIC by buchner® Gelkissen Gesichtskissen mit Gelfüllung

Eigenschaften:

Das BASIC by buchner® Gelkissen passt sich der Gesichtsform des Patienten an. So verringert es Druckstellen im Gesicht und ermöglicht bei der Behandlung ein komfortables Liegen auch in Bauchlage.

Zusammensetzung:

Das BASIC by buchner® Gelkissen besteht aus einer Folienhülle aus phtalat-freiem Weich-Poly-Vinyl-Chlorid und einer Füllung aus transparentem Gel und einem Schaumstoffkern.

Reinigung:

Das BASIC by buchner® Gelkissen ist abwaschbar und desinfizierbar.

Zur Desinfektion eignet sich gut BASIC by buchner® Flächen-desinfektion oder ein anderes Desinfektionsmittel, welches auch für Behandlungsliegen geeignet ist.

Zur hygienischen Anwendung empfehlen wir die zusätzliche Benutzung von BASIC by buchner® Nasenschlitztüchern.

BASIC by buchner® Gelkissen, grau **Best.-Nr. B12026**

Größe: 28 × 39 × 2,5 cm

Gewicht: 1,44 kg

1 Gelkissen

Anwendung- und Sicherheitshinweise:

Das BASIC by buchner® Gelkissen ist nicht dazu geeignet, im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmt zu werden. Ebenso ist es nicht für das Gefrierfach geeignet.

Bei Beschädigung der Hülle ist das BASIC by buchner® Gelkissen nicht weiter zu verwenden. Eine Aufnahme des Gel-Materials in oraler Form ist unbedingt zu vermeiden. Sollte es doch zu einer oralen Aufnahme des Gel-Materials kommen, unbedingt sofort einen Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt mit dem Gel-Material die Augen unbedingt gut spülen und ebenfalls einen Arzt aufsuchen.

Das BASIC by buchner® Gelkissen ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.



Hersteller: Couppee GmbH | Griessemer Str. 54 | D-31812 Bad Pyrmont
Tel. 05281 960743 | Fax 05281 960745 | E-Mail info@coupee.de

